

# 1,3 m voolik reservgaasitoitele.

## Toote kirjeldus.



### Toote kirjeldus

Linde Healthcare'i tekstiiliga tugevdatud polüvinüülkloriidist voolikute mõõdud ja värvid vastavad kehtivatele haiglastandarditele. Lubatud töö rõhk maks. 14 bar. Meditsiinilise hapniku ja meditsiinilise dilämmastikoksiidi voolikud on tähistatud gaaside keemiliste tähistega. Meditsiinilise õhu voolikul on tähis "Luft" (õhk). Kasutusiga 5 aastat.

### Ringlussevõtt

Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.

### Tehnilised andmed ja tootekoodid

#### Voolik koos liitmikega

Tootekood	Gaas	Värv	Maks. rõhk kPa	Sisend	Väljund
308337	Meditsiiniline hapnik	Valge	1400 (14 bar)	G3/8"	SS vaheosa
308335	Meditsiiniline dilämmastikoksiid	Sinine	1400 (14 bar)	G3/8"	SS vaheosa
308338	Meditsiiniline õhk	Must/valge	1400 (14 bar)	G3/8"	SS vaheosa
308336	Instrumendiõhk	Must/valge	1400 (14 bar)	G3/8"	SS pistikühendus



#### Kollektor paigaldamiseks balloonikärudele

Tootekood	Nimetus	Gaas
308129	Kollektor 2 gaasi pesa-kiirliitmikega	Meditsiiniline hapnik, meditsiiniline õhk
308160	Kollektor 3 gaasi pesa-kiirliitmikega	Meditsiiniline hapnik, meditsiiniline dilämmastikoksiid, meditsiiniline õhk