

3 liitrine LIV[®] MAXI CONOXIA[®] (meditsiiniline hapnik). Kasutusvalmis lahendus kõikidele meditsiinilistele gaasidele.



Kasutusvalmis mugavus ja turvalisus

Meditsiiniliste gaaside kasutamine on nüüd endisest mugavam. LIV (Linde Integrated Valve) on kasutusvalmis lahendus, mis sisaldab ballooni integreeritud rõhu- ja vooluregulaatorit ning kiirliitmikku. Kasutuselevõtt on mugav ja kuna LIV on kerge, on seda lihtne tõsta ja liigutada.

Uued kergballooned on valmistatud kiuga tugevdatud alumiiniumist.

LIV 3-liitrine gaasiballoon kaalub täidetuna u. 4,2 kg.

Tootekirjeldus

- Kombineeritud ventiil integreeritud rõhu- ja vooluregulaatori ning kiirliitmikuga
- Ventiili kaitsekork
- Kiuga tugevdatud 3-liitrine alumiiniumballoon
- Riputuskonks voodi külge kinnitamiseks

Tehnilised andmed

Gaasiballoon

| | |
|---------------------------------|--|
| Ballooni suurus | 3,0 liitrit |
| Gaasi kogus | 600 liitrit (max. 0,6 m ³) |
| Materjal | Alumiinium, komposiit |
| Läbimõõt | u. 118 mm |
| Pikkus (ilma ventiilita) | u. 410 mm |
| Kaal (ilma ventiili ja gaasita) | u. 2,3 kg |

Ventiil

| | |
|----------------------------------|---|
| Ventiil | LIV MAXIFLOW |
| Max. täitmiserõhk | 200 bar |
| Ühendusrõhk | 4,5 bar |
| Liitmikud | Ühendusvoolik (läbim. 6 mm), reguleeritav vool Kiirliitmik vastavalt NORDIC SS 8752430 |
| Voolutugevuse astmed | 0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 liitrit minutis |
| Ventiili kaal (sis. kaitsekorki) | u. 1,15 kg |
| Kehtiv norm | EN ISO 10524-3 |

Valmistoode

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tootenumbr | 502240 |
| Standard | Integreeritud ventiilid on meditsiiniseadmed vastavalt meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EY. |
| Pikkus (sis. ventiili ja kaitset) | u. 545 mm ± /mm |
| Kaal täidetuna | u. 4,2 kg |

Muu Jääkrõhu regulaator, RPV (Residual Pressure Valve)
Balloon on sileda põhjaga

Pöörduge meie poole

Linde Healthcare on ülemaailmne meditsiiniliste gaasidega tegelev ettevõte, mis pakub professionaalseid ja mitmekülgeid meditsiiniliste gaasidega seonduvaid terviklahendusi. Meie meditsiinilised gaasid täidavad ravimitele esitatud nõudmised ja meie meditsiiniseadmed vastavad asjakohastele direktiividele.

www.linde-healthcare.ee

Kontakt

AS Linde Gas
Linde Healthcare
Valukoja 8
11415 Tallinn
Telefon +372 6504 535

© LIV on Linde plc registreeritud kaubamärk

© CONOXIA on Linde plc registreeritud kaubamärk