



## 3 liitrine LIV® MAXI CONOXIA® (meditsiiniline hapnik). Kasutusvalmis lahendus kõikidele meditsiinilistele gaasidele.



### Kasutusvalmis mugavus ja turvalisus

Meditsiiniliste gaaside kasutamine on nüüd endisest mugavam. LIV (Linde Integrated Valve) on kasutusvalmis lahendus, mis sisaldab ballooniga integreeritud rõhu- ja vooluregulaatori ning kiirliitmikku. Kasutuselevõtt on mugav ja kuna LIV on kerge, on seda lihtne tõsta ja liigutada.

Uued kerballoonid on valmistatud kiuga tugevdatud alumiiniumist.

LIV 3-liitrine gaasiballoon kaalub täidetuna u. 4,2 kg.

### Tootekirjeldus

- Kombineeritud ventiil integreeritud rõhu- ja vooluregulaatori ning kiirliitmikuga
- Ventiili kaitsekork
- Kiuga tugevdatud 3-liitrine alumiiniumballoon
- Riputuskonks voodi külge kinnitamiseks

### Tehnilised andmed

#### Gaasiballoon

Balloonist suurus	3,0 liitrit
Gaasi kogus	600 liitrit (max. 0,6 m <sup>3</sup> )
Materjal	Alumiinium, komposiit
Läbimõõt	u. 118 mm
Pikkus (ilmata ventiilita)	u. 410 mm
Kaal (ilmata ventiili ja gaasita)	u. 2,3 kg

#### Ventiil

Ventiil	LIV MAXIFLOW
Max. täitmisrõhk	200 bar
Ühendusrõhk	4,5 bar
Liitmikud	Ühendusvoolik (läbim. 6 mm), reguleeritav vool Kiirliitmik vastavalt NORDIC SS 8752430
Voolutugevuse astmed	0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 liitrit minutis
Ventiili kaal (sis. kaitsekorki)	u. 1,15 kg
Kehtiv norm	EN ISO 10524-3

#### Valmistroode

Tootenumber	502240
Standard	Integreeritud ventiilid on meditsiiniseadmed vastavalt meditsiiniseadmete direktiivil 93/42/EY.
Pikkus (sis. ventiili ja kaitset)	u. 545 mm ± /mm
Kaal täidetuna	u. 4,2 kg

**Muu** Jääkröhу regulaator, RPV (Residual Pressure Valve)  
Balloon on sileda põhjaga

---

## Pöörduge meie poolle

Linde Healthcare on ülemaailmne meditsiiniliste gaasidega tegelev ettevõte, mis pakub professionaalseid ja mitmekülgseid meditsiiniliste gaasidega seonduvaid terviklahendusi. Meie meditsiinilised gaasid täidavad ravimitele esitatud nõudmised ja meie meditsiiniseadmed vastavad asjakohastele direktiividele.

[www.linde-healthcare.ee](http://www.linde-healthcare.ee)

---

## Kontakt

AS Linde Gas  
Linde Healthcare  
Valukoja 8  
11415 Tallinn  
Telefon +372 6504 535

® LIV on Linde plc registreeritud kaubamärk  
® CONOXIA on Linde plc registreeritud kaubamärk