

# Madalsurvevoolikud meditsiiniliseks kasutuseks.

## Toote kirjeldus.



**Toote kirjeldus** Linde Healthcare'i tekstiiliga tugevdatud ftalaadivabad polüvinüülkloriidist voolikud on toodetud vastavalt rakenduvale haiglastandardile SS EN 739.

Lubatud töö rõhk maks. 14 bar. Kasutusaeg 10 aastat. Kehtib mitmesugustele voolikutele. Purunemisrõhk silikoonist imivoolikute puhul vastavalt DIN EN ISO 5359 art. 4.4 järgmiselt: 56 bar/23°C.

**Ringlussevõtt** Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.

### Tehnilised andmed ja tootekoodid

5 m voolik			
Tootekood	Kirjeldus	Värv	Sise- ja välismõõdud
318759	Meditsiiniline hapnik	Valge	6/11 mm
318754	Meditsiiniline dilämmastikoksiid	Sinine	6/11 mm
318752	Meditsiiniline õhk	Must/valge	8/14 mm
334052	Gaasisegu	Punane	6/11 mm
334053	Meditsiinitehniline süsinikdioksiid	Hall	6/11 mm
334054	MEDIMIX®	Valge/ sinine	6,7/12,7 mm
333860	Imivoolik (silikoon)	Läbipaistev	6/12 mm

Tehnilised andmed  
ja tootekoodid

## Tootekoodid 10 m voolik

Tootekood	Kirjeldus	Värv	Sise- ja välismõõdud
318753	Meditsiiniline hapnik	Valge	6/11 mm
318756	Meditsiiniline dilämmastikoksiid	Sinine	6/11 mm
318757	Meditsiiniline õhk	Must/valge	8/14 mm
334055	Gaasisegu	Punane	6/11 mm
334056	Meditsiinitehniline süsinikdioksiid	Hall	6/11 mm
334057	MEDIMIX®	Valge/sinine	6,7/12,7 mm
333861	Imivoolik (silikoon)	Läbipaistev	6/12 mm

## Voolikud on 30 m rullides, v.a imivoolik, mis on 25 m

Tootekood	Kirjeldus	Värv	Sise- ja välismõõdud
308477	Meditsiiniline hapnik	Valge	6/11 mm
308461	Meditsiiniline dilämmastikoksiid	Sinine	6/11 mm
308462	Meditsiiniline õhk	Must/valge	8/14 mm
308463	Vaakum	Kollane	10/16 mm
308464	Gaasiväljund	Sinine/pruun	12/17,4 mm
334058	Gaasisegu	Punane	6/11 mm
324782	Meditsiinitehniline süsinikdioksiid	Hall	6/11 mm
334059	MEDIMIX®	Valge/sinine	6,7/12,7 mm
334026	Imivoolik (silikoon)	Läbipaistev	6/12 mm

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt [www.linde-healthcare.ee](http://www.linde-healthcare.ee).