

---

## Rotameeter MC 315. Toote kirjeldus.

---



**Toote kirjeldus** MC 315 on rotameeter, mis on mõeldud patsientidele antava meditsiinilise hapniku ja meditsiinilise õhu voolu reguleerimiseks ja mõõtmiseks.

Rotameeter on vasturõhu suhtes kompenseeritud, mis tähendab, et skaala näitab tegelikku voolu, sõltumata vasturõhu erisustest. Kinnitatud ja paagutatud filter takistab osakeste tungimist rotameetri sisse.

Rotameeter tarnitakse seinale kinnitamise siin- või klamberkinnitusega või gaasiväljundisse sobiva kiirühendusega. Voolikupistik on kaasas.

Tänu kiirühendusele on rotameetrit lihtne ühendada niisutuspuudeliga.

MC 315 on väga töökindel toode.

<b>Tehnilised andmed</b>	Voolumõõdiku tolerants 0–15 l/min	+/- 10% paigaldusväärtusest, kehtib vooluhulgale 10–100% täiskogusest või +/- 0,5 l/min
	Kalibreeritud rõhul	450 kPa (4,5 bar)
	Rotameeter on vasturõhu suhtes kompenseeritud	
	Maks. rõhk	1000 kPa (10 bar)
	Vooluvahemik	0–3 l/min; 0–10 l/min; 0–15 l/min
	Sisendliitmik	Pistik-kiirühendus, Põhjamaade standard
	Vastavusdeklaratsioon.	Toode vastab meditsiinitehnika direktiivile 93/42/EMÜ ja EN 15002 (Voolumõõdikud meditsiiniliste gaaside ühendamiseks gaasiväljundiga)
	Klassifikatsioon	Klass IIa
	CE-märgistus	CE 0434

## Tootekoodid



## Rotameeter kiirühendusega (otse seinaväljundisse)

Tootekood	Nimetus
Meditsiiniline hapnik	
302437	0–3 l/min
302426	0–10 l/min
302438	0–10 l/min (kaksik)
302439	0–15 l/min
Meditsiiniline õhk	
302419	0–10 l/min
311152	0–15 l/min



## Rotameeter klamberkinnitusega (1,0 m voolik ja pistik-kiirühendus)

Tootekood	Nimetus
Meditsiiniline hapnik, sirge kiirühendus 6/11 mm voolikule	
315095	0–3 l/min
315105	0–10 l/min
315115	0–15 l/min
Meditsiiniline hapnik, nurgaga kiirühendus 6/11 mm voolikule	
315092	0–3 l/min
315102	0–10 l/min
315112	0–15 l/min



## Rotameeter MC 315 siinkinnituse ja paigaldatud voolikuga (1,0 m voolik ja pistik-kiirühendus)

Tootekood	Nimetus
Meditsiiniline hapnik, sirge kiirühendus 6/11 mm voolikule	
308418	0–3 l/min
308026	0–10 l/min
308419	0–15 l/min
308420	0–10 l/min (kaksik)
315131	0–15 l/min (kaksik)
Meditsiiniline hapnik, nurgaga kiirühendus 6/11 mm voolikule	
302429	0–3 l/min
302443	0–10 l/min
302431	0–15 l/min
308051	0–10 l/min (kaksik)
308424	0–15 l/min (kaksik)
Meditsiiniline õhk, nurgaga kiirühendus 8/14 mm voolikule	
315140	0–10 l/min
308426	0–15 l/min
315161	0–10 l/min (kaksik)
315173	0–15 l/min (kaksik)
Meditsiiniline õhk, sirge kiirühendus 8/14 mm voolikule	
308422	0–10 l/min
308423	0–15 l/min
315164	0–10 l/min (kaksik)
315176	0–15 l/min (kaksik)





301389

Lisavarustus

Tootekood	Nimetus
330387	Niisutuspudel MediWet 200 ml kiirühendusega
301389	Voolikupistik kiirühendusega (10 tk/pk)
302851	Üleminekuadapter muude niisutuspuudelite ühendamiseks, INV R 3/8" - UTV 9/16"
302843	Üleminekuadapter muude niisutuspuudelite ühendamiseks, kiirühendus - UTV 9/16"
301395	Üleminekuadapter muude niisutuspuudelite ühendamiseks, kiirühendus - UTV R 3/8"

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt [www.linde-healthcare.ee](http://www.linde-healthcare.ee).