

MediMeter® rotameeter. Toote kirjeldus.



Toote kirjeldus

MediMeter on rotameeter, mis on mõeldud patsiendile antava meditsiinilise hapniku ja meditsiinilise õhu mõõtmiseks ja reguleerimiseks.

Eelised

- Ujuki lame pind annab kasutajale näidu kindlalt ja loetavalt
- Ergonoomiline disain, lihtne puhastada
- Saadaval pistik-kiirühendusega, seinale paigaldamiseks koos voolikuliitmikuga
- Sujuvalt sulguv mehhanism
- Voolunäidu lihtne lugemine

Tehnilised andmed

Survestatud gaasidele	Meditsiiniline hapnik, meditsiiniline õhk
Vooluvahemik	0–5 l/min, 0–15 l/min
Sisendrõhk	4,5 bar
Sisendliitmik	Pistik-kiirühendus, Põhjamaade standard
Väljundliitmik	G3/8 koos voolikunipliga
Korpuse materjal	Nikeldatud messing
O-rõngad	EPDM
Plastdetailid	Polükarbonaat
Korpuse mõõdud	Laius 32 mm Kõrgus 160 mm Sügavus 60 mm
Temperatuurid	Kaal 280 g (ilma ühenduseta) Säilitamine: -30°C kuni +60°C Kasutamine: -30°C kuni +60°C
Ühilduvus-deklaratsioon	Toode vastab meditsiinitehnika direktiivile 93/42/EMÜ ja Euroopa standardile EN 15 002 (Voolumõõdikud meditsiiniliste gaaside ühendamiseks gaasiväljundiga)
Klassifikatsioon	Klass IIa
CE-märgistus	CE 0434

Tootekoodid Pistik-kiirühendusega rotameeter (Põhjamaade standard)

Tootekood	Gaas	Vool (l/min)	Sisendrõhk (bar)	Sisend	Väljund
330447	Med. hapnik	0-5	4,5	Pistik-kiirühendus	G 3/8"
330449	Med. õhk	0-15	4,5	Pistik-kiirühendus	G 3/8"
330448	Med. hapnik	0-15	4,5	Pistik-kiirühendus	G 3/8"

Rotameeter 1 m vooliku ja pistik-kiirühendusega (Põhjamaade standard)

Tootekood	Gaas	Vool (l/min)	Sisendrõhk (bar)	Kinnitus	Sisend	Väljund
330451	Med. hapnik	0-5	4,5	Siinkinnitus	Nurgaga	G 3/8"
330388	Med. hapnik	0-5	4,5	Siinkinnitus	Sirge	G 3/8"
330389	Med. hapnik	0-5	4,5	Klamberkinnitus SS	Nurgaga	G 3/8"
334234	Med. hapnik	0-5	4,5	Klamberkinnitus EU	Nurgaga	G 3/8"
330460	Med. hapnik	0-5	4,5	Klamberkinnitus SS	Sirge	G 3/8"
330461	Med. hapnik	0-15	4,5	Siinkinnitus	Nurgaga	G 3/8"
330463	Med. hapnik	0-15	4,5	Siinkinnitus	Sirge	G 3/8"
330464	Med. hapnik	0-15	4,5	Klamberkinnitus SS	Sirge	G 3/8"
330450	Med. hapnik	0-15	4,5	Klamberkinnitus SS	Nurgaga	G 3/8"
330465	Med. õhk	0-15	4,5	Siinkinnitus	Nurgaga	G 3/8"
330466	Med. õhk	0-15	4,5	Siinkinnitus	Sirge	G 3/8"
330439	Med. õhk	0-15	4,5	Klamberkinnitus SS	Nurgaga	G 3/8"
334235	Med. õhk	0-15	4,5	Klamberkinnitus EU	Nurgaga	G 3/8"
330437	Med. õhk	0-15	4,5	Klamberkinnitus SS	Sirge	G 3/8"

Varuosad

Tootekood	Kirjeldus
330982	Välistoru (10 tk)
330981	Voolikunippel G3/8" + O-rõngas (10 tk)
330980	Välistoru O-rõngas (20 tk)

Lisatarvikud – NIISUTI

Tootekood	Kirjeldus	Ühendamine
330386	MediWet 200 121°C	G3/8"

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt www.linde-healthcare.ee.