
Regulaator MediReg®. Toote kirjeldus.




Toote kirjeldus Uuel meditsiiniliste gaaside kõrgsurveregulaatorite põlvkonnal on mitmeid kombineerimisvõimalusi nii sisend- kui ka väljundliitmikele. See pakub mitmesuguseid võimalusi kõigile meditsiinilistele rakendustele, vastsündinute hooldusest kuni elustamiseni. Uued kõrgsurveregulaatorid on saadaval kahes põhikonfiguratsioonis, MediReg® ja MediSelect® (vt MediSelect®-i eraldi tootelehte).

- Omadused**
- Surveväljundiga regulaator
 - Pööratav manomeeter 360° – parim loetavus
 - Ergonoomiline ja kaasaegne disain
 - Nikeldatud välispind lihtsaks puhastamiseks
 - Vastupidav, kasutajasõbralik ja kerge
 - Ruumisäästlik manomeeter

Tehnilised andmed

Sisend/väljundrõhk	Kuni 200 bar / 4,5 bar (450 kPa)
Sisend/väljundliitmik	Vastavalt standardile / G3/8"
Materjal	Ballooniliitmik, regulaatori korpus ja vooluhulga regulaator: Matt nikeldatud messing
Reguleerimisnupp	Polüamiid
Mõõdud/kaal	Läbimõõt: 37 mm Pikkus: 91 mm (ilma ballooniliitmikuta) Kaal: u 420 g
Standardid	Vastab meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ klass IIb. Vastab standardi EN 10524-1 (Meditsiiniliste gaaside rõhuregulaatorid) ja EN 1789:2000 (Meditsiinilised transpordivahendid ja nende varustus: kiirabiautod) nõuetele.

Voolukõver P2 = 4,5 bar



Tootekoodid

MediReg®								
Tootekood	Nimetus	P2	Gaas	VM	Vooliku-nippel	Kiir-ühendus	Balloonliitmik Pikkus	Sisendliitmik
321405	MediReg® II	4,5**	O ₂ +N ₂ O	Ei	Ei	Jah, SS	PIN-indeks	PIN-indeks
321403	MediReg® II	4,5**	O ₂	Ei	Ei	Jah, SS	W 21,8/35 mm***	Käsimutter
321615****	MediReg® II	4,5**	O ₂	0-15	Jah	Ei	W 21,8/35 mm***	Käsimutter
321616	MediReg® II	4,5**	N ₂ O	Ei	Ei	Jah, SS	G 3/8/45 mm	Käsimutter
321404	MediReg® II	4,5**	Õhk	Ei	Ei	Jah, SS	G 5/8/55 mm	Käsimutter
321617	MediReg® II	4,5**	CO ₂	Ei	Ei	Jah, SS	W 27/60,5 mm	Käsimutter
322943	MediReg® II DIN	4,5**	O ₂	Ei	Ei	Jah, DIN	W 21,8/35 mm***	Käsimutter

G3/8 = Sirge 3/8" keermestatud

P2 = Reguleeritav rõhk, väljund

VM = Voolumöödik, liitrit minutis

O₂ = Meditsiiniline hapnik

N₂O = Meditsiiniline dilämmastikoksiid

CO₂ = Meditsiinitehniline süsinikdioksiid

O₂+N₂O = MEDIMIX®

SS = Rootsi standardile vastav kiirühendus

DIN = Saksa standardile vastav kiirühendus

** Vastavalt standardile / EN10524-1

*** Lühike ühendus, ei saa kasutada niisutuspuudelite ega üle 10 l gaasiballoonidega.

**** Regulaator koos voolumöödikuga

Kulutarvikud

Tootekood	Nimetus
329533	O-rõngas EPDM sisendliitmikule, meditsiiniline hapnik ja õhk, enne 24.09.2010, 10 tk
332021	O-rõngas EPDM sisendliitmikule, meditsiiniline hapnik ja õhk, pärast 24.09.2010, 10 tk
329538	O-rõngas sisendliitmikule, meditsiiniline dilämmastikoksiid, 10 tk
329534	O-rõngas sisendliitmikule, meditsiinitehniline süsinikdioksiid, 10 tk
329536	Tihend 1 PIN-indeksi sisendile, kõik gaasid, 10 tk

Varuosad

Tootekood	Nimetus
301388	Voolikuliitmik 4-6 mm, G 3/8"

Lisavarustus

Tootekood	Nimetus
330386	Niisutuspuudel MediWet, G 3/8"
302851	Adapter G3/8", väljund UNF 9/16" – muude niisutuspuudelite ühendamiseks

AS Linde Gas

Linde Healthcare, Pärnu mnt. 141, 11314 Tallinn

Telefon 650 4504, Faks 650 4501, www.linde-healthcare.ee