

Kollektor Multistar. Toote kirjeldus.



Multistar 4. Nelja vooluregulaatoriga kollektor



Multistar 5. Viie vooluregulaatoriga kollektor.

Toote kirjeldus Multistar 4 ja 5 on valmistatud neljale või viiele patsiendile hapnikuravi andmiseks.

Tüüpiline rakendusala on suitsukahjustuste ravi tulekahju põlemisgaaside sissehingamise järel.

Tehnilised andmed

Kalibreerimisrõhk	2,8–8 bar	
Ühendamine	Hapniku kiirliitmik SS	
Vool	Multistar 4	0–25 liitrit minutis ühe vooluregulaatori kohta
	Multistar 5	0–15 liitrit minutis ühe vooluregulaatori kohta

Tootekoodid

Tootekood	Nimetus
324817	Multistar 5
311013	Multistar 4

Ringlussevõtt

Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.