

Kiirühendused. Toote kirjeldus.

Toote kirjeldus

Linde Healthcare pakub täielikku sortimenti meditsiiniliste gaaside jaoks mõeldud kiirühendusi. Kiirühendused, mis koosnevad pistik- ja pesaühendustest, on konstrueeritud nii, et gaasitüübid ei saa omavahel seguneda. Pesaühenduste värvikood vastab meditsiinilistele gaasidele rakenduvatele standarditele.

Ringlussevõtt

Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.

Tootekoodid



Umbmutriga voolikuotsak

Tootekood	Nimetus	Keermestatud	Voolik
302498	Meditsiiniline hapnik	G3/8"	6/11 mm
302494	Meditsiiniline dilämmastikoksiid	G3/8" LH	6/11 mm
302491	Meditsiiniline õhk	G3/8"	8/14 mm
318834	Instrumendiõhk	M18	8/14 mm

Pesa-kiirühendus

Pesaühenduste värvikood vastab meditsiinilistele gaasidele rakenduvatele standarditele.

Tootekoodid



Voolikuotsakuga pesa-kiirühendus

Tootekood	Nimetus	Voolik
302485	Meditsiiniline hapnik	4/8 mm
301479	Meditsiiniline hapnik	6/11 mm
301529	Meditsiiniline dilämmastikoksiid	6/11 mm
302484	Meditsiiniline õhk	8/14 mm
308020	Meditsiinitehniline süsinikdioksiid	6/11 mm
302456	Instrumendiõhk	8/14 mm
302483	Vaakum	10/15 mm
302479	Gaasiväljund	12/17 mm

Keermestatud otsaga pesa-kiirühendus



Tootekood	Nimetus	Keermestatud
301530	Meditsiiniline hapnik	G3/8"
301534	Meditsiiniline dilämmastikoksiid	G3/8" LH
301533	Meditsiiniline õhk	G3/8"
307770	Meditsiinitehniline süsinikdioksiid	G3/8"
301531	Lämmastik	G3/8"
302482	Instrumendiõhk	G3/8"
308476	Vaakum	G3/8"
308475	Gaasiväljund	G3/8"



Haruühendus gaasiväljundile

Tootekood	Nimetus
311001	Meditsiinilise hapniku 90-kraadine Y-liitmik



T-liitmik gaasiväljundile

Tootekood	Nimetus
301464	Meditsiiniline hapnik
301463	Meditsiiniline õhk

Pistik-kiirühendus, sirge

Tootekood	Nimetus	Voolik
302488	Meditsiiniline hapnik	4/8 mm
301460	Meditsiiniline hapnik	6/11 mm
301459	Meditsiiniline dilämmastikoksiid	6/11 mm
302486	Meditsiiniline õhk	8/14 mm
301527	Lämmastik	6/11 mm
301483	Meditsiinitehniline süsinikdioksiid	6/11 mm
302474	Vaakum	10/15 mm
302480	Gaasiväljund	12/17 mm
301466	Instrumendiõhk	8/14 mm



Pistik-kiirühendus, nurgaga

Tootekood	Nimetus	Voolik
302473	Meditsiiniline hapnik	4/8 mm
301468	Meditsiiniline hapnik	6/11 mm
302476	Meditsiiniline dilämmastikoksiid	6/11 mm
302487	Meditsiiniline õhk	8/14 mm
302481	Vaakum	10/15 mm
302475	Gaasiväljund	12/17 mm
302455	Instrumendiõhk	8/14 mm

Tagasilöögiklapiga sirge pistik-kiirühendus Vabastav – laseb gaasi aeglaselt voolikust välja

Tootekood	Nimetus	Voolik
301465	Instrumendiõhk	8/14 mm
302466	Meditsiiniline õhk	8/14 mm
308468	Instrumendiõhk, 10 tk	8/14 mm
308468	Meditsiiniline õhk, 10 tk	8/14 mm

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt www.linde-healthcare.ee.