

Siin- ja klamberkinnitused seintele.

Toote kirjeldus.

Toote kirjeldus

Linde Healthcare'il on lai valik alumiiniumist / roostevabast terasest seinakinnitusi, et kõige optimaalsemalt paigaldada voolumöödikuid, imuejektoreid, imunõusid ja muid meditsiiniseadmeid.

- Sortiment koosneb 3 erinevat tüüpi seinasiinidest, millest 2 on IVA profiiliga ning turustatakse tähistustega UNI ja MSS.
- UNI ja MSS-i mõõdud on 30×10 mm.
- 3. tüüp vastab EU standarditele ja selle mõõdud on 25×10 mm.
- Sortimenti kuuluvad ka mitmesugused klamberkinnitused, mis sobivad mitmetele seinasiinitüüpidele.
- Kõik seinasiinid ja -klambrid vastavad standardile EN ISO 19054:2006r.

Puhastamine

Pühkida pehme ebemevaba lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise pesuvahendiga.

Ringlussevõtt


Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.

Tootekoodid

IVA/UNI seinasiin

Alumiiniumsiin, mis tarnitakse koos vaheosadega (20 mm), seibide (Ø 50 mm) ja otsakorkidega.

Kruvisid kaasas ei ole.



Tootekood	Nimetus
323046	1,0 m 3 kinnituspunktiga
323047	1,5 m 4 kinnituspunktiga
323048	2,0 m 5 kinnituspunktiga
323049	3,0 m 7 kinnituspunktiga
323389	3,0 m tarnitakse töötlemata ja ilma tarvikuteta

Kinnituspunktide vahemaa ei tohiks soovitatavalt ületada 400 mm. Muud pikkused nõudmisel.

IVA/UNI seinasiinide tarvikud

Tootekood	Nimetus	
301573	Otsakork	10 tk
323050	Seib Ø 50 mm	10 tk
324883	Vaheosa 20 mm	1 tk

IVA/MSS-seinasiin

Alumiiniumsiin tarnitakse koos seinakinnituste, esiliistu ja otsakorkidega. Kruvisid kaasas ei ole.



Tootekood	Nimetus
301586	1,0 m 3 kinnituspunktiga
302546	1,5 m 4 kinnituspunktiga
302547	2,0 m 5 kinnituspunktiga
302548	3,0 m 7 kinnituspunktiga


Kinnituspunktide vahemaa ei tohiks soovitatavalt ületada 400 mm. Muud pikkused nõudmisel.

IVA/MSS-seinasiinide tarvikud

Tootekood	Nimetus	
301548	Seinakinnitus kruvidega	1 tk
301556	Otsakork	1 tk

EU-seinasiin

Roostevaba siin, mis tarnitakse koos vaheosadega (20 mm), seibide (Ø 40 mm) ja otsakorkidega. Kruvisid kaasas ei ole.



Tootekood	Nimetus
323051	1,0 m 2 kinnituspunktiga
323052	1,5 m 3 kinnituspunktiga
323053	2,0 m 4 kinnituspunktiga
323054	3,0 m 6 kinnituspunktiga

Kinnituspunktide vahemaa ei tohiks soovitatavalt ületada 600 mm. Muud pikkused nõudmisel.

EU-seinasiinide tarvikud

Tootekood	Nimetus	
323057	Otsakork	1 tk
323056	Seib Ø 40 mm roostevaba	5 tk
323055	Vaheosa 20 mm roostevaba	5 tk

Klambrid IVA/MSS ja IVA/UNI-seinasiinidele 30×10 mm

Tootekood	Nimetus
308620	Klamber Fix T-siiniga

Puhastamine: Pühkida pehme ebemevaba lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise pesuvahendiga.

Tootekood	Nimetus
314645	Klamber Fix seadmekandur sileda tagaküljega

Seinarööbaste külge kinnitatavate seadmete paigaldamiseks.

Tootekood	Nimetus
325043	Klamber Fix topelt seadmekandur sileda tagaküljega

Seinarööbaste külge kinnitatavate seadmete paigaldamiseks.

Tootekood	Nimetus
301543	Klamber Universal

Puhastamine: Pühkida pehme ebemevaba lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise pesuvahendiga.

Klambrid EU-seinasiinidele 25×10 mm

Tootekood	Nimetus
325042	EU-klamber Fix T-siiniga

Puhastamine: Pühkida pehme ebemevaba lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise pesuvahendiga.

Tootekood	Nimetus
333855	EU klamber Fix seadmekandur sileda tagaküljega

Seinasiinide külge kinnitatavate seadmete paigaldamiseks.

Tootekood	Nimetus
333854	EU klamber Fix topelt seadmekandur sileda tagaküljega

Seinasiinide külge kinnitatavate seadmete paigaldamiseks.

Siinkinnitus seinale

Tootekood	Nimetus
302563	Lihtsiin
302562	Kolmiksiin

Mõlemad tarnitakse ilma paigaldustarvikuteta.

Voolikuhoidik

Tootekood	Nimetus
302549	Voolikuhoidik UNI/MSS-seinasiinidele



Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt www.linde-healthcare.ee.