

## Imuejektorid. Toote kirjeldus.



### Toote kirjeldus

Linde Healthcare'i imuejektorid tarnitakse koos siinkinnituste, gaasiväljundile sobitavate kiirühenduste või eelmonteeritud klambritega. Imu on nõelklapi abil lihtne reguleerida. Alarõhku on lihtne lugeda esiküljel olevalt vaakummõõdikult. Imuejektoril on sisse/välja-regulaator, mis säilitab püsivalt määratud alarõhku. Linde Healthcare'i imuejektoritel on väga madal müratase.

### Ringlussevõtt

Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.

### Tehnilised andmed

Maks. imu	-80 kPa (-0,8 bar)
Imivõime	>25 l/min
Maks. gaasikulu	38 l/min

### Tootekoodid

Imuejektor siinkinnituse ja voolikuotsakuga

Tootekood	Nimetus
301482	Imuejektor MS-33 voolikule 6/11 mm, meditsiiniline hapnik
302527	Imuejektor MS-33 voolikule 8/14 mm, meditsiiniline õhk

Imuejektor koos kiirühendusega, gaasiväljundile

Tootekood	Nimetus
301461	Imuejektor MS-32 meditsiinilisele õhule / meditsiinilisele hapnikule

Imuejektor eelpaigaldatud klambri ja voolikunipliga 6/11 mm voolikule

Tootekood	Nimetus
308652	Imuejektor meditsiinilisele hapnikule, MS-33 koos eelpaigaldatud klambri

**Tootekoodid****Imuejektor siinkinnitusega**

Imuejektor koos paigaldatud 1,0 m vooliku ja nurk-pistik-kiirühendusega

Tootekood	Nimetus
308492	Meditiiniline hapnik, 6/11 voolik
302526	Meditiiniline õhk, 8/14 voolik

Imuejektor koos paigaldatud 1,0 m vooliku ja sirge pistik-kiirühendusega

Tootekood	Nimetus
315340	Meditiiniline hapnik, 6/11 voolik
308261	Meditiiniline õhk, 8/14 voolik

**Klambriga imuejektor**

Imuejektor koos paigaldatud 1,0 m vooliku ja nurk-pistik-kiirühendusega

Tootekood	Nimetus	Kinnitus
315343	Meditiiniline hapnik, 6/11 voolik	Klamber SS
334241	Meditiiniline hapnik, 6/11 voolik	Klamber SS
315333	Meditiiniline õhk, 8/14 voolik	Klamber SS
334242	Meditiiniline õhk, 8/14 voolik	Klamber EU

Imuejektor koos paigaldatud 1,0 m vooliku ja sirge pistik-kiirühendusega

Tootekood	Nimetus
315346	Meditiiniline hapnik, 6/11 voolik
315336	Meditiiniline õhk, 8/14 voolik

**Lisavarustus**

Tootekood	Nimetus
329975	Mürasummuti imuejektorile MS 32 - MS 33

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt [www.linde-healthcare.ee](http://www.linde-healthcare.ee).