
Varimed gaasiballooni regulaator. Toote kirjeldus.



Toote kirjeldus

Varimed on üheastmeline ballooniregulaator, millel on väga lai kasutusala. Regulaatoreid kasutatakse jälgimis-seadmena reservballoonidel, narkoosiseadmetel, transpordikuvöösidel, kiirabiautodes ning muudes sarnastes kohtades. Varimedil on kaks lihtsat manomeetrit gaasiballooni rõhu ja väljundrõhu mõõtmiseks, samuti seadmete kiirühendamiseks. Varimed põhineb uusimal regulaatoritehnoloogial ning on väga töökindel.

Tehnilised andmed

Gaas	Meditsiiniline hapnik, meditsiiniline õhk, meditsiiniline dilämmastikoksiid
Sisendrõhk	Meditsiiniline hapnik, meditsiiniline õhk – 200 bar Meditsiiniline dilämmastikoksiid – 60 bar
Väljundrõhk	Meditsiiniline hapnik – 4,5 bar Meditsiiniline õhk – 5 bar Meditsiiniline dilämmastikoksiid – 4 bar
Voolujõudlus	Vt voolukõveraid
Sisendliitmik	Meditsiiniline hapnik – W 21,8×1/14" Meditsiiniline õhk – G5/8" Meditsiiniline dilämmastikoksiid – G3/8"
Väljundliitmik	SS 8752430
Korpuse materjal	Messing, nikeldatud
Korpuse materjal	Värvitud tsingisulam
Kaal	1,1 kg
Klassifikatsioon	Klass IIb
CE-märgistus	CE 0434

Ringlussevõtt

Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.

Tootekoodid


Tootekood	Gaas	Sisendliitmik	Ballooniliitmik	Sisend
329164	Hapnik	käsimutter	63 mm	W 21,8 × 1/14"
331112	Dilämmastikoksiid	käsimutter	60 mm	G 3/8"
323987	Hapnik	mutter, pikk liitmik	69 mm	W 21,8 × 1/14"
323988	Dilämmastikoksiid	mutter, pikk liitmik	47 mm	G 3/8"
323985	Õhk	mutter, pikk liitmik	83 mm	G 5/8"
323989	Hapnik	mutter, lühike liitmik	34 mm	W 21,8 × 1/14"
332025	Õhk	mutter, lühike liitmik	47 mm	G 5/8"

Varuosad


Tootekood	Gaas	Nimetus	Sisendliitmikule
324064	Hapnik	Sisend, pakendis 10 tk	6-kantmutter
324063	Dilämmastikoksiid	Sisend, pakendis 10 tk	6-kantmutter
324058	Õhk	Sisend, pakendis 10 tk	6-kantmutter
332081	Hapnik	O-rõngas, 10 tk	Käsimutter
332028	Dilämmastikoksiid	O-rõngas, 10 tk	Käsimutter

Voolukõverad


Varimedi voolukarakteristikud P2=4 bar



Varimedi voolukarakteristikud P2=4,5 bar



Varimedi voolukarakteristikud P2=5 bar



AS Linde Gas

Linde Healthcare, Pärnu mnt. 141, 11314 Tallinn

Telefon 650 4504, Faks 650 4501, www.linde-healthcare.ee