

Madalsurvevoolikud meditsiiniliseks kasutuseks.

Toote kirjeldus.



Toote kirjeldus

Linde Healthcare'i tekstiiliga tugevdatud ftalaadivabad polüvinüülkloriidist voolikud on toodetud vastavalt rakenduvale haiglastandardile SS EN 739.

Lubatud töö rõhk maks. 14 bar. Kasutusaeg 5 aastat. Kehtib mitmesugustele voolikutele.

Purunemisrõhk silikoonist imivoolikute puhul vastavalt DIN EN ISO 5359 art. 4.4 järgmiselt: 56 bar/23°C.

Ringlussevõtt

Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.

Tehnilised andmed ja tootekoodid

5 m voolik

Tootekood	Kirjeldus	Värv	Sise- ja välismõõdud
318759	Meditsiiniline hapnik	Valge	6/11 mm
318754	Meditsiiniline diämmastikoksiid	Sinine	6/11 mm
318752	Meditsiiniline õhk	Must/valge	8/14 mm
334052	Gaasisegu	Punane	6/11 mm
334053	Meditsiinitehniline süsinikdioksiid	Hall	6/11 mm
334054	MEDIMIX®	Valge/sinine	6,7/12,7 mm
333860	Imivoolik (silikoon)	Läbipaistev	6/12 mm

Tehnilised andmed ja tootekoodid

Tootekoodid 10 m voolik

Tootekood	Kirjeldus	Värv	Sise- ja välismõõdud
318753	Meditsiiniline hapnik	Valge	6/11 mm
318756	Meditsiiniline dilämmastikoksiid	Sinine	6/11 mm
318757	Meditsiiniline õhk	Must/valge	8/14 mm
334055	Gaasisegu	Punane	6/11 mm
334056	Meditsiinitehniline süsinikdioksiid	Hall	6/11 mm
334057	MEDIMIX®	Valge/sinine	6,7/12,7 mm
333861	Imivoolik (silikoon)	Läbipaistev	6/12 mm

Voolikud on 30 m rullides, v.a imivoolik, mis on 25 m

Tootekood	Kirjeldus	Värv	Sise- ja välismõõdud
308477	Meditsiiniline hapnik	Valge	6/11 mm
308461	Meditsiiniline dilämmastikoksiid	Sinine	6/11 mm
308462	Meditsiiniline õhk	Must/valge	8/14 mm
308463	Vaakum	Kollane	10/16 mm
308464	Gaasiväljund	Sinine/pruun	12/17,4 mm
334058	Gaasisegu	Punane	6/11 mm
324782	Meditsiinitehniline süsinikdioksiid	Hall	6/11 mm
334059	MEDIMIX®	Valge/sinine	6,7/12,7 mm
334026	Imivoolik (silikoon)	Läbipaistev	6/12 mm

Võtke meiega ühendust

Linde Healthcare teeb pidevat tööd, et arendada tooteid ja teenuseid tervishoiuasutustele ja nende patsientidele. Tarnime meditsiinilisi gaase, nende seadmeid ning pakume koolitust nende kasutamise alal.

Meie meditsiinilised gaasid kuuluvad ravimite klassi – neid toodetakse ja levitatakse vastavalt rakenduvatele Euroopa direktiividele ning Eesti seadustele ja määrustele.

Meie meditsiinitehnilised seadmed vastavad Euroopa nõuetele ja standarditele, mis rakenduvad meditsiinitehnilistele toodetele.

Linde Healthcare on osa Linde Groupist, mis on esindatud enam kui 100 riigis. Linde Healthcare Eesti kuulub juriidiliselt ettevõttele AS Eesti AGA.

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt www.linde-healthcare.ee.

AS Eesti AGA

Linde Healthcare, Pärnu mnt. 141, 11314 Tallinn

Telefon 650 4504, Faks 650 4501, www.linde-healthcare.ee

MEDIMIX® on The Linde Group'i kaubamärkid.